



## Pütterbinde®



**Pütterbinde** en speciellt stark, kortsträckt binda i kräppad bomull med textilelasticitet gjord i 100% bomull, som är speciellt lämplig för den motrullade lindningsteknik för kompressionsbehandling enligt Pütter. Fungerar utmärkt att använda till alla kända lindnings-metoder. Den kraftiga väven ger hög kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck. Huvudsaken är att kompressionen blir den rätta. Varje binda är märkt med tvåtråd.

**Varning!** Om smärta upplevs efter att bindan applicerats, som inte försvinner när patienten rör sig, måste förbandet tas av och lindas om igen.

Produktnamn	Artnr.	Specifikation	Antal i frp
Pütterbinde	931806	5m x 6cm	10st
Pütterbinde	931814	5m x 8cm	10st
Pütterbinde	931815	5m x 10cm	10st
Pütterbinde	931816	5m x 12cm	10st


Levereras 10 och 10 i ask med förbandsclip. Utsträckt längd ca 5m

För lindningsteknik, vänd på kortet.


HARTMANN-ScandiCare AB Box 24, 334 21 ANDERSTORP  
TEL. 0371-58 74 00, FAX 0371-58 44 45, [www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)




## Lindningsinstruktion




Placera foten i rät vinkeln mot benet, börja det första varvet vid tåbasleden och linda utåt.



Efter 2-3 varv runt mellanfoten ska bindan täcka hälen och komma tillbaka över ankeln.



För varje varv, först över och sedan under, kanterna på den först häl-turen "säkras" denna. Efter ett ytterligare varv runt mellan-foten, ska bandage korsa ankelleden.



Fortsätt sedan upp mot vaden med en lång tur som följer bindans sträckning.




Från knävecket lindas förbandet ett varv runt benet, följer benets form och täcker på nervågen eventuella glipor i bandaget.



Den andra bindan appliceras i motsatt riktning jämfört med en första. Börjar på utsidan av foten mot insidan av ankeln, runt hälen.



Följande två varv fixerar den under och övre kanten på den första hälturen.



Slutligen , ett varv runt mellanfoten och sedan upp och tillbaka ner runt underbenet på samma sätt som den första bindan. Fäst bindan med förbands-clipet eller med tejp (ex. Omniplast)

### Några kom ihåg:

- Bästa tiden att linda är på morgonen
- Polstra för bästa effekt, material Rolta, Ligasano
- Bindan kan sitta på i flera dagar
- Patienten uppmanas att promenera och "röra" på fötterna vid stillasittande

