



# Cosmopor® I.V.

## Självhäftande kanylfixering

Cosmopor I.V. används vid fixering av kanyler och tuber både för korttids- och långtidsbruk. Produkten kan vid behov sitta stadigt på plats i upp till 30 dagar. Lätt absorberande.

Självhäftande kanylfixering  
av mjuk non-woven i hög  
kvalitet



Mycket god fixeringsförmåga

Mjuk sår- och av-lastningsdyna  
för bästa komfort



### Indikation

För fixering av intravenösa kanyler och tuber på huden.

**Kontraindikationer:**

Ingen kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Cosmopor I.V. är ett självhäftande, absorberande förband för fixering av kanyler och tuber.

### Egenskaper

Cosmopor I.V. är tack vare sin mjuka yta mycket bekväm att bära. Produkten är genomsläpplig för luft och fukt vilket gör det möjligt för huden att fungera normalt.

Den syntetiskt baserade häftmassan håller förbandet säkert på plats. Förbandet är också anpassat för långa fixeringar och kan sitta på plats i upp till 30 dagar beroende på det aktuella fallet. Rundade hörn på produkten förhindrar att den rullar sig i kanterna och lossnar.

### Materiale

Polyester. Sårdyna av viskos med ett icke vidhäftande nät av polyetylen. I varje förpackning finns också en lös dyna som läggs under kanyl eller tub för att undvika tryck.

Hypoallergen häftmassa baserad på syntetisk gummi (pressur sensitive adhesive, PSA). Latexfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Cosmopor I.V. fixerad på underarm.



Cosmopor I.V. fixerad på ovsidan av huden.

### Fixeringsinstruktioner.

Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Cosmopor I.V.</b>	8 x 6 cm	900 805	50 st	8 Afp
Steril, enstycksförpackad				

### Fördelar:

Säker fixering över lång tid

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Absorberande

Latexfri

Bekväm att bära