



# DermaPlast® Kids

## Barnplåster

Barnplåster för mindre sårskador. Plåstrets häftkant löper runt hela sårdynan och förhindrar yttre kontaminering av såret.

Plåster med djurmotiv



Hudvänlig häftmassa  
som inte klibbar

Sårdyna som inte  
fastnar i såret



### Indikation

För mindre sår och sårskador.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

DermaPlast Kids är ett plåster utformat i barnens smak.

### Egenskaper

Barnplåster med vatten- och smutsavvisande film med roliga motiv. Den hypoallergena häftmassan är pålagd i strängar vilket gör plåstret luftgenomsläppligt och hudvänligt.

Häftkanten löper runt hela sårdynan så att inte smuts och bakterier ska komma i kontakt med såret.

DermaPlast Kids har en absorberande sårdyna som inte fastnar i såret.

Asken innehåller färdigklippta plåster i 2 storlekar:

10 st 16 x 57 mm och 10 st 19 x 72 mm för att passa både större och mindre sår.

### Material

Ovansida av polyetylenfilm med motiv. Häftmassa baserad på syntetiskt gummi, fri från kolofonium och latex. Sårdyna av viskos och polypropylen.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av plåstret.



DermaPlast Kids.

## Fördelar:

Säkert sårskydd

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Fri från kolofonium och latex

Häftkant runt hela sårdynan

Sortiment	Storlek	Antal	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>DermaPlast Kids</b>	16 x 57 mm	10 st	535 621	1 ask	200 Afp
Osteril, i ask	19 x 72 mm	10 st			