

Idealbinden

Stödbinda med lågelastisk kompression

Idealbinden är ett stödförband med lågelastisk kompression. Idealbinden kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.

Idealbinden har en elasticitet på 90%

Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband



Kan kokas och steriliseras

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbandsskador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer:

Arteriell oklusionssjukdom.





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Idealbinden är en klassisk binda som ger lågelastisk kompression.

Egenskaper

Bindan är elastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och bibehåller bindans form.
Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer.
Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.

Material

100% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 2,6 m

Elasticitet: 90%

Tvättråd

Idealbinden kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 95°C ett fåtal gånger. Efter tvätt återfår Idealbinden sin elasticitet.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealbinden	5 m x 4 cm	931 011	1 st	100 Afp
Styckförpackad i cellofan	5 m x 6 cm	931 012	1 st	70 Afp
	5 m x 8 cm	931 013	1 st	55 Afp
	5 m x 10 cm	931 014	1 st	60 Afp
	5 m x 12 cm	931 015	1 st	50 Afp
	5 m x 15 cm	931 016	1 st	45 Afp



Idealbinden applicerad som stöd.

Fördelar:

Bekväm att bära

Elastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas

Stadiga kanter