

Lastodur[®] soft

Högelastisk kompressionsbinda

Lastodur soft är en permanentelastisk långsträckt binda med en elasticitet på 170%. Sträckningen kan varieras för att kontrollera kompressionen. Bindan är luftgenomsläpplig och hudvänlig.

För lättare
kompressionsbehandling



Kan tvättas

Bekvämt att bära



Indikation

För profylax och ödembehandling t.ex. vid venös insufficiens och trombosbehandling. Som stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador och som sportbandage.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Lastodur soft är en högelastisk kompressionsbinda med vävd kant. Bindan är avsedd för lättare kompression/stöd och ger hög komfort. Lämplig för rörliga personer.

Egenskaper

Bindan består av en hög andel naturfiber och är mycket hudvänlig. Genomsläpplig för luft. Lastodur soft har en stadig kvalitet som är hållbar även vid påfrestningar. Normalt tas bindan av under natten och lindas igen på morgonen.

Material

82% bomull, 13% polyamid, 5% elastan.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 7 m

Outsträckt längd: ca 2,6 m

Elasticitet: 170%

Tvättråd

Lastodur soft kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklave vid 134°C.



Lastodur soft används som sportbandage.

Fixeringsinstruktion

Använd inte förbandsklämman för att fixera bindan på en patient, den finns bara med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten. Fixera med någon form av tejp t.ex. Omniplast.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Lastodur.soft	7 m x 6 cm	931 635	10 st	16 Afp
Lösa i ask	7 m x 8 cm	931 636	10 st	8 Afp
	7 m x 10 cm	931 637	10 st	12 Afp
	7 m x 12 cm	931 638	10 st	8 Afp
Styckförpackade i ask	7 m x 6 cm	931 653	1 st	60 Afp
	7 m x 8 cm	931 654	1 st	60 Afp
	7 m x 10 cm	931 655	1 st	60 Afp
	7 m x 12 cm	931 656	1 st	30 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Tvättbar

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri