

Omnifix® elastic

Fixeringshäfta av non-woven

Fixeringshäftan Omnifix elastic är en väv som hjälper till att fixera förband över stora områden. Vävens skyddspapper har ett rut-mönster som gör att det är lätt att mäta hur stor bit som behövs och sedan klippa efter linjeringen. Väven kan både ge och förhindra möjlighet till rörelse. Anledningen är att väven är endast elastisk på ena hållet.

För fixering över större områden



Enkel att hantera

Klipps till önskad storlek



Indikation

Som förbandsskydd och fixering över stora ytor inom alla medicinska områden. Fixering runt leder, koniska och runda kroppsdelar. Fixering av mätinstrument, sonder, katetrar och dylikt.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omnifix elastic är en fixeringsväv av non-wovenmaterial för fixering av förband över små och stora ytor.

Egenskaper

Omnifix elastic är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att den är mycket hudvänlig och förhindrar maceration av huden.

Väven fäster säkert men kan ändå tas bort utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.

Omnifix elastic absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Omnifix elastic är tvårelastisk och smidig att fixera över exempelvis leder utan att veck bildas. Väven är stum på längden, därför är det viktigt att fixera den på rätt håll. På ena hållet ger den bra rörlighet, men om väven vänds kan rörelse istället förhindras. Detta ger möjlighet till stadga vid behov.

Skyddspappret på baksidan har ett vågformat stanssnitt som gör att det är lätt att avlägsna.



Omnifix elastic

Material

100% polyesterväv med hypoallergen häftmassa baserad på syntetiskt gummi, fri från kolofonium och latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid applicering av fixeringsväven.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnifix elastic	2 m x 10 cm	900 601	1 st	24 Afp
Osteril, på rulle, i ask	10 m x 2,5 cm	900 606	2 st	60 Afp
	10 m x 5 cm	900 602	1 st	60 Afp
	10 m x 10 cm	900 603	1 st	32 Afp
	10 m x 15 cm	900 604	1 st	20 Afp
	10 m x 20 cm	900 605	1 st	16 Afp
	10 m x 30 cm	900 607	1 st	10 Afp

Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex