



Peha-haft® color latexfri

Kohesiv elastisk latexfri fixeringsbinda i färg

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i sig själv och som är enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning. Färgen gör att Peha-haft color latexfri ser fräsch ut längre än en vit binda.

Peha-haft color latexfri har en elasticitet på 100 %

Fungerar för alla typer av fixering



Ingen ytterligare fixering krävs



Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband vid huvud och fingrar.

Fixerar även polstermaterial och kanyler. Kan fungera som lättare stödbinda. Passar alla användare som är allergiska mot latex.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Peha-haft color latexfri är en elastisk, kohesiv och latexfri fixeringsbinda som förenklar fixeringen genom sin utomordentliga vidhäftningsförmåga.

Egenskaper

Peha-haft color latexfri har en kräppad struktur och en ytbeläggning som gör att bindan sitter säkert på plats. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande på båda sidor och det räcker att linda bindan ett fåtal varv och avsluta med ett lätt tryck på bindans ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. De få antal lindningsvarv ger en låg materialförbrukning. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna vävstrukturen. Bindan har även en hög absorptionskapacitet på grund av den höga andelen naturliga fibrer. Peha-haft color latexfri är både hudvänlig och behaglig att bära.

Material

40% bomull, 31% viskos, 29% polyamid med en speciell latexfri beläggning. Bindan finns i färgerna röd och blå.

Peha-haft color latexfri kan steriliseras i autoklav.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 20 m
Outsträckt längd: ca 10 m
Elasticitet: 100%



Peha-haft color latexfri applicerad som förbandsfixering över knä.

Sortiment	Storlek	Färg	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-haft color latexfri	20 m x 6 cm	röd	932 460	1 st	12 Afp
Styckförpackade i ask	20 m x 8 cm	röd	932 461	1 st	18 Afp
	20 m x 10 cm	röd	932 462	1 st	12 Afp
	20 m x 6 cm	blå	932 473	1 st	12 Afp
	20 m x 8 cm	blå	932 474	1 st	18 Afp
	20 m x 10 cm	blå	932 475	1 st	12 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Ekonomisk

Många användningsområden

Självförslutande

Latexfri