

MoliForm® for men

Kroppsformat skydd vid medelstor till stor inkontinens



HighDry SAP med Odour Neutralizer
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

Dry Plus skikt
Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.



Advanced Dry Zone

Nya Advanced Dry Zone ger en unik känsla av torrhet mot huden. Yttorrheten förbättras med 30%* även under tryck vilket hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat.

* Paul HARTMANN AG intern testmetod "Återvätning efter ABL"

Läckagebarriärer

Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktationer samt vid avföringsinkontinens.

Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Diskret utsida

Utsidan är diskret vit med silvergrå ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.

Textilkomfort

Det textilliknande spärrskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

MoliForm for men är ett kroppsformat inkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddets textilliknande spärrskikt gör det bekvämt att bära och den optimerade absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliForm for men är den optimala lösningen för män med medelstor till stor inkontinens.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat
Ytskikt: Polypropen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



HARTMANN-ScandiCare AB 8802214 (2011-02)

Fördelar:

- Specialdesignad för män
- Advanced Dry Zone
- Textilliknande spärrskikt
- Långsgående läckagebarriärer

Sortiment	Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
For men 	168 818	69 cm	95 gr	2 300 ml	4x28 st