

SicSac Spypose & Dispenser

Pose for oppkast

Munnstykke

Munnstykket har en indre diameter på 11 cm og holder posen på plass så lekkasje ikke oppstår.



Fire hakk

I plastringens nedre kant finnes fire hakk som gjør lukningen av posen enkel og trygg.

Oppsamlingspose

Posen er laget av solid plast og rommer ca. 1500 ml

Dispenser

SicSac Dispenser monteres enkelt på veggen for å gjøre posen lett tilgjengelig. Den store modellen rommer ca. 50 stk poser og den mindre ca 25 stk.



SicSac spypose er beregnet på oppkast. Posen forhindrer lukt og søl og minimerer smittespredning. SicSac spypose rommer ca. 1500 ml.

Ved hjelp av SicSac Dispenser er posen alltid lett tilgjengelig.



helps healing.

PAUL HARTMANN AS
Karenslyst Allé 8b • 0278 OSLO
Tlf 24 11 41 00 • Faks 24 11 41 09
E-post salessupport@hartmann.info

Besøk oss på vår hjemmeside:
www.no.hartmann.info

Materiale:

SicSac Spypose
Pose 100% Polyeten
Ring 100% Polypropen

SicSac Dispenser
Hvitlakkert jernplate

Vaskeanvisning:

SicSac Dispenser tørkes ren med lett fuktet klut og mildt rengjøringsmiddel.

Sortiment	Art.nr.	Volum	Forpk.
SicSac Spypose	999 586	1 500 ml	6x50 stk
SicSac Spypose 5-packe	999 576	1 500 ml	24x5 stk
SicSac Dispenser stor	999 587	50 stk	1 stk
SicSac Dispenser liten	10 519	25 stk	1 stk

Fordeler:

Enkel å bruke

Minimerer risikoen for lukt og søl
och spill

Mer tid for stell og omsorg

Kostnadseffektiv løsning