



# Foliodrape® Instrumentbordslakan






helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodrape® instrumentbordslakan

Foliodrape instrumentbordslakan är gjort av ett starkt material med säkra barriäregenskaper, hög slitstyrka och lågt fibersläpp. Ger en säker yta att arbeta på och sitter på plats utan att glida.



Sortiment	Mått	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® instrumentbordslakan	100 x 150 cm	250 220	30 st	2 AFP
	150 x 200 cm	250 224	15 st	2 AFP
Foliodrape® instrumentbordslakan, förstärkt	140 x 190 cm	250 226	15 st	2 AFP

### Fördelar:

Lågt fibersläpp

Starkt material

Impermeabel för fukt och bakterier