



Foliodress® Comfort

Munskydd





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodress® Comfort munskydd

Foliodress Comfort munskydd ger individuell komfort och god passform. Munskydden har hög filtrations-effektivitet av bakterier och ger minimalt andningsmotstånd genom luktfritt non-woven material. Det stora urvalet gör det enkelt att välja ett kirurgiskt munskydd med största möjliga säkerhet för användare och patienten.

Material:

Polypropylen non-woven
Aluminium (näsklämma)



Loop

Elastiska band fäster munskyddet bakom öronen.



Perfect

Standard munskydd för normal hud.



Senso

Munskydd för personer med känslig hud.



Special

Extra brett munskydd med vadderad näsklämma.



Anti-fogging

Specialband som hindrar imma på glasögonen.



Anti-splash

Stänksäkert munskydd, Typ IIR.



Anti-splash med visir

Stänksäkert munskydd med visir, Typ IIR.

| Sortiment | Modell | | Art.nr. | AFP | TFP |
|------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------|--------|
| Foliodress® Comfort munskydd | Loop | Typ II | 992 537 | 50 st | 10 AFP |
| | Perfect | Typ II | 992 143 | 50 st | 6 AFP |
| | Senso | Typ II | 992 138 | 50 st | 6 AFP |
| | Special | Typ II | 992 142 | 50 st | 6 AFP |
| | Anti-fogging | Typ II | 992 530 | 50 st | 6 AFP |
| | Anti-splash | Typ IIR | 992 528 | 40 st | 6 AFP |
| | Anti-splash med visir | Typ IIR | 992 529 | 25 st | 6 AFP |

Fördelar:

Bra passform

Minimalt andningsmotstånd

Luktfria

Brett sortiment